

LABORCHEMIE

STAR FROST® OBJEKTTRÄGER

Starfrost® Objektträger werden nach ISO 8037/1 in 1,0mm Stärke im Standardformat "26 x 76"mm gefertigt, mit einseitig farbig bedrucktem Mattrand, verpackt zu jeweils 50 Stück in faserfreien Faltschachteln; Bestellmenge ist mind. 100 Stück

Spezifikation der Oberfläche


- E1001 OM unbeschichtet, geschnitten 25.3x75.3mm, gereinigt
- E1000 M unbeschichtet, geschliffen, 20mm farblose Mattierung, Kanten 45° geschliffen, gereinigt
- E30 .. unbeschichtet, benetzbar, farbig bedruckter Mattrand 20mm, gereinigt,
- E55 .. Ultra-adhäsive (= silanisiert) Spezialbeschichtung, farbig bedruckter Mattrand 20mm, gereinigt
- ES-55.. Standard-adhäsive Beschichtung farbig bedruckter Mattrand 20mm, gereinigt

Spezifikation der Kante


- E .. 00 Kanten geschliffen, 45°
- E .. 01 Kanten geschnitten
- E .. 01CW absolut staubfrei, Innenverpackung in Cellophan

Superadhäsive Ausführung 72 Stück Packung, 25x75x1mm
SFPC-00W SuperFrost Plus weiß, 90° geschliffen)

Sondergrößen ab 200Stück, unbehandelt, mit passenden Deckgläsern
100x120x1,0mm mit Deckgläsern 95x115x0,15mm
100x140x1,0mm mit Deckgläsern 95x135x0,15mm



76 x 26mm geschliffen



76 x 26mm geschnitten

Farbcodierung: W .. weiss, (Standard-Lagerbestand)
B .. blau, G .. grün, O .. orange, R .. rosa, Y .. gelb

Beispiel: E5500-Y = ultra-adhäsiv, 45° geschliffen, gelber Mattrand

Staffelpreise pro Bestellung: (Grundpreis für jeweils 100 Stück)
ab 1.000 Stück - ab 5.000 Stück (=1 Karton) - ab 10.000 Stück

LaborChemie GmbH. www.laborchemie.at email: office@laborchemie.at
A-1230 Wien, Kanitzgasse 21; tel: +43 1 8882601 fax: +43 1 8892355